

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к извещению № 23030403012/0001 от 09.02.2023г. на поставку алкотекторов для медицинских пунктов на железнодорожных вокзалах и кабинетов для проведения предрейсовых медицинских осмотров для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Ачинск»

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики товара	Ед. изм.	Кол-во (объем)
1	Алкотектор, алкометр с электрохимическим датчиком	<p>Прибор имеет электрохимический датчик, обеспечивающий максимальную избирательность к этанолу и не реагирующий на другие органические соединения</p> <p>Диапазон показаний прибора от 0,000 до 2,000 мг/л</p> <p>Диапазон измерений прибора от 0 до 0,950 мг/л</p> <p><u>Пределы допускаемой основной погрешности не превышают:</u></p> <p>абсолютной: \pm мг/л в диапазоне 0 ÷ 0,500 мг/л; относительной: \pm 10% в диапазоне 0,500 ÷ 0,950 мг/л.</p> <p>Прибор предусматривает возможность принудительного (ручного) отбора пробы воздуха по однократному нажатию кнопки.</p> <p>Прибор автоматически перед проведением теста производит забор и проверки окружающего воздуха на наличие паров этанола.</p> <p>Прибор имеет внутреннюю память объемом 2000 тестов.</p> <p>Прибор имеет возможность работы в режиме скрининга с использованием бесконтактного мундштука-воронки (входит в комплект поставки).</p> <p>Прибор должен быть с отметкой о первичной поверке в паспорте.</p> <p><u>Комплект поставки включает:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - прибор – 1 шт - кейс – 1 шт - диск с программным обеспечением – 1 шт - батарейки типоразмера ААА – 4 шт - мундштук-воронка – 1 шт - мундштуки – 105 шт - руководство по эксплуатации на русском языке <p><u>Габаритные размеры анализатора (не более):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - длина 150мм - высота 70 мм - ширина 35 мм <p>Масса анализатора (с аккумуляторами) 230г.</p>	шт	10

2. Сертификация и поверка

Обязательное наличие декларации о соответствии, регистрационное удостоверение на медицинское изделие, а также свидетельство об утверждении типа средств измерений.

3. Гарантия и сервис

Приборы поставляются в комплекте с руководством по эксплуатации и паспортом с записью о проведенной первичной поверке (с нанесением знака поверки) и отметкой о гарантии.

Наличие информации о техническом обслуживании товара.

4. Условия поставки Товара

- Поставка товара осуществляется на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»;

- Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, промышленного производства.